

اکسیژن تراپی

نوع وسیله	میزان جریان	درصد اکسیژن تجویزی
کانولای بینی	1 Lit/min	21-24%
	2 Lit/min	25-28%
	3 Lit/min	28-32%
	4 Lit/min	32-36%
	5 Lit/min	36-40%
	6 Lit/min	40-44%
چادر صورت (Face Tent)	4-8 Lit/min	در حدود 40%
ماسک ساده صورت	6-10 Lit/min	40-60%
ماسک ذخیره کننده اکسیژن		
ماسک های با استنشاق مجدد بخشی از هوای بازدمی	6-10 Lit/min	60-80%
ماسک های بدون استنشاق مجدد بخشی از هوای بازدمی	6-15 Lit/min	95-100%
ماسک ونچوری	4 Lit/min	آداپتور: آبی 24%
	4 Lit/min	آداپتور: زرد 28%
	6 Lit/min	آداپتور: سفید 31%
	8 Lit/min	آداپتور: سبز 35%
	8 Lit/min	آداپتور: صورتی 40%
سایز لوله تراشه	لوله تراشه بدون کاف	
	شیرخواران: 3.5 بدون کاف	
	اطفال 1-2 سال: 4 بدون کاف	
سایز لوله تراشه	لوله تراشه کاف دار	
	شیرخواران: 3 کاف دار	
	اطفال 1-2 سال: 3.5 کاف دار	
سایز لوله تراشه	بالا تر از دو سال:	
	شیرخواران: 3.5 + $\frac{سن}{4}$ کاف دار تراشه لوله داخلی قطر	
	اطفال 1-2 سال: 4 + $\frac{سن}{4}$ کاف دار تراشه لوله داخلی قطر	
IMA	وزن مصدوم	سایز لوله IMA
	<5 kg	حجم کاف لوله LMA
	5-10 kg	2-4 ml
	10-20 kg	7 ml
	20-30 kg	10 ml
	30-50 kg	15 ml
	50-70 kg	20 ml
	>70 kg	30 ml